

## 主な仕様

|                    |                                               |      |                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 販売名                | オムロン 歩行姿勢計 HJA-600T ウォークスキャン                  | 使用環境 | 温度:0~35℃ 湿度:30~85%RH                                 |
| メーカー希望<br>小売価格(税込) | オープン価格                                        | 電池寿命 | 約3カ月*3 (当社試験条件による)                                   |
| 電源電圧               | DC3V (リチウム電池CR2032×1個)                        | 外形寸法 | 本体:縦約53×横約37×厚さ約11.5mm<br>装着クリップ:縦約56×横約40×厚さ約23mm   |
| 測定機能*4             | 歩行姿勢判定*1・歩行バランス判定*1<br>歩数*2・総消費カロリー*2         | 質量   | 本体:約17g(電池含む)<br>装着クリップ:約13g                         |
| メモリ                | 歩数・総消費カロリー 最大14日分                             | 付属品  | 装着クリップ、<br>お試し用電池 (CR2032×1個、内蔵)、<br>取扱説明書 (品質保証書付き) |
| 通信方式               | Bluetooth®<br>Version4.0 (Low Energy support) |      |                                                      |
| 通信距離               | 約10m*3                                        |      |                                                      |

\*1 推奨:16才以上の女性。\*2 歩行姿勢を測るときは、カウントされません。\*3 通信距離、電池寿命は、通信機器間の距離や障害物、電波状況、お使いの機器の使用状況などにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。\*4 測定結果はiPhone専用アプリに表示します。 ※お断りなく機器の仕様やサービスの仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

HJA-600T



4 975479 409325

対応機種、アプリのダウンロードについては次のウェブサイトで最新の情報をご確認ください。

※本サービスに転送されたデータはサーバーに保管されます。※本サービスには、歩行姿勢計・活動量計・歩数計のいずれか1台のみの登録となります。  
※記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

<http://wtm.jp/>



オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

健康サポートサービス  
に関するお問い合わせ **サポートデスク**  
<http://wellnesslink.jp/support/>

※土・日・祝日・年末年始、および弊社休業中にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは  
**オムロンお客様サービスセンター**  
 **0120-30-6606** ※受付時間 (祝日を除く月～金) 9:00～19:00  
 **0120-10-1625** ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりする場合があります。  
※ダイヤルは正確におかけください。

お問い合わせ、ご用命は...


発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA245 ①VM ③139

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2013. All Rights Reserved.

正しい姿勢が、美人をつくる。



**Walk Scan**

オムロン 歩行姿勢計 HJA-600T

All for Healthcare

**OMRON**

美人は、  
歩き姿も美しい。

歩きかたは人それぞれ。

自分に合った歩きかたを身につければ、  
自然と歩行姿勢も美しくなります。

また、ゆがみを知って改善することで、  
肩こり・猫背・腰痛、  
体型のくずれなどの  
身体的な悩みの改善にもつながります。



# 歩きかたの 「コツ」は「コシ」。

歩きの改善方法にはコツがあります。

それは、コシの位置と足の運び、  
歩行のバランスを正しく保つこと。

正しい歩行姿勢を体感し

理解することが、  
効率の良い改善方法といえます。



## 美しい歩行姿勢を 身につけるために。

今のあなたの歩きの癖や  
改善点を知ることで、  
魅力的な歩き方に  
近づくことができます。



あとは、この歩き方を  
無意識でもできるように反復すること。  
見た目にも健康的にも、  
正しく、美しい歩行姿勢を身につけましょう。

Step1

歩行姿勢を計測

Step2

iPhoneで  
結果をチェック

3 Step で  
美しい歩き方へ

Step3

測定結果に応じた  
エクササイズ

※使用のためには、iPhone専用アプリが必要です。iPhoneの対応機種については裏表紙をご参照下さい。

## Step1 歩行姿勢を計測

WalkScanを腰のうしろにぴったり装着し、歩きます。



10歩  
チェック

10歩、まっすぐ歩いて  
歩行姿勢を簡単に測ります。

3分  
ウォーク

3分間(～10分間)、しっかり歩いて  
歩行姿勢を詳細に測ります。

## Step2 iPhoneで結果をチェック

Bluetoothで測定データを自動転送。


アプリであなたの歩き方をタイプ判定し、採点。

歩行姿勢の詳細も確認できます。




### Step3 測定結果に応じたエクササイズ

ウォーキングトレーナー監修の、  
あなたに合ったエクササイズを続けることで、  
美しい歩行姿勢に近づいていきます。



5  
minutes



1日5分、毎日続けて、美しい歩行姿勢を手に入れましょう！

持ち歩けば、歩数も、総消費カロリーも、  
アプリで確認できます。



ポケットに入れる



| 歩数      | 総消費カロリー   |
|---------|-----------|
| 05675 歩 | 1156 kcal |